


## VI. Elementy składowe i montaż / Components



## INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU BETA

Beta stool's user guide and assembly instruction



CE

HABYS Sp. z o.o.  
ul. Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, PL  
tel.: +48 13 44 62 788, biuro@habys.pl

[www.habys.pl](http://www.habys.pl)

## I. Budowa i parametry techniczne

Taboret z plastikową podstawą o średnicy 600 mm na kółkach. Regulowany w zakresie 480-600 mm za pomocą sprężyny gazowej.

## II. Obsługa

Obsługa taboretu sprowadza się do regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej.

## III. Konserwacja i czyszczenie

**Elementy chromowane i lakierowane.** Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.

## IV. Dezynfekcja

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dostępne w naszej ofercie: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.

## V. Zalecenia

1. Użytkować taborety zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

## I. Design and technical details

Stool with a black plastic base on rubber wheels with a diameter of 600 mm. Height adjusted with a range of 480 - 600 mm with a gas lift.

## II. Operation

Height adjustment is easy to operate thanks to the gas lift.

## III. Maintenance and cleaning

**Chromium-plated and lacquered elements.** For cleaning such elements products that do not contain abrasives are recommended.

## IV. Disinfection

Disinfect when necessary and sporadically.

## V. Recommendations

1. Use the stool according to these instructions.
2. Read and observe the terms of the guarantee.